

# Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color



# Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color



## Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bissflügelaufnahmen

Speicherfolienhalter von Dürr Dental bieten durch entgratete und abgerundete Kanten optimalen Schutz für die Speicherfolie. Das spezielle Stufendesign der RWT Color Visiererringe ermöglicht eine einfache und sichere Anvisierung des Röntgentubus. Es stehen Halter für alle Anwendungsbereiche zur Verfügung. Diese unterstützen die Erstellung von exakten Röntgenbildern. Die farbliche Codierung der verschiedenen Speicherfolienhalter ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Bedienung.

---

### Komplettsortiment Inhalt:


- Führungsstange Anterior Color (1 Stück)
- Führungsstange Posterior Color (2 Stück)
- Führungsstange Bissflügel Color (1 Stück)
- Visiering Anterior Color (1 Stück)
- Visiering Posterior Color (2 Stück)
- Visiering Bissflügel Color (1 Stück)
- Bissplatten Anterior Color (8 Stück)
- Bissplatten Posterior Color (8 Stück)
- Bissplatten Bissflügel 3 x 4 Color (2 Stück)
- Bissplatte Bissflügel 2,7 x 5,4 Color (1 Stück)
- Bissplatte Bissflügel 2 x 3 Color (1 Stück)

**Art.Nr. 2130100015**

---

# Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color Endo Nachrüstset

Spezialsortiment für die häufige Verwendung der Rechtwinkel-/  
Paralleltechnik bei der Endodontie




## Endo Nachrüstset Inhalt:

- Führungsstange Endo Color (1 Stück)
- Bissplatte Endo links Anterior Color (1 Stück)
- Bissplatte Endo links Posterior Color (1 Stück)
- Bissplatte Endo rechts Anterior Color (1 Stück)
- Bissplatte Endo rechts Posterior Color (1 Stück)
- Visiering Endo Color (1 Stück)

**Art.Nr. 2130100014**

# Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color Einzelteile

## Aufnahmen im Frontzahnbereich



Führungsstange Anterior  
Color (blau), 1 St.  
Art.Nr. **2130100016**




Visierriering Anterior  
Color (blau), 1 St.  
Art.Nr. **2130100027**



Bissplatte Anterior Color  
(blau), 1 St.  
Art.Nr. **2130100020**

## Aufnahmen im Seitenzahnbereich



Führungsstange Posterior  
Color (gelb), 1 St.  
Art.Nr. **2130100017**



Visierriering Posterior  
Color (gelb), 1 St.  
Art.Nr. **2130100029**



Bissplatte Posterior  
Color (gelb), 1 St.  
Art.Nr. **2130100021**

## Bissflügelenaufnahmen



Führungsstange Bissflügel  
Color (orange), 1 St.  
Art.Nr. **2130100018**



Visierriering Bissflügel  
Color (orange), 1 St.  
Art.Nr. **2130100028**

## Bissplatten-Bissflügel Color (orange)



für 3 x 4 Folien  
8 St., Art.Nr. **2130100022**




für 2,7 x 5,4 Folien  
8 St., Art.Nr. **2130100023**



für 2 x 3 Folien  
8 St., Art.Nr. **2130100024**

## Endo-Messaufnahmen



Führungsstange Endo  
Color (grün), 1 St.  
Art.Nr. **2130190019**



Visierriering Endo  
Color (grün), 1 St.  
Art.Nr. **2130100030**




Endo Anterior, je 2 St.  
R/OK oder L/UK und L/OK oder R/UK  
Art.Nr. **2130100025**



Endo Posterior, je 2 St.  
R/OK oder L/UK und L/OK oder R/UK  
Art.Nr. **2130100026**

# Visierringe Color mit Bleifenster



**Visierringe mit Bleifenster** sind nicht im Set enthalten und können bei Bedarf separat bestellt werden.

Zur Strahlenexpositionsbegrenzung nach Prüfposition [05F05a] der Sachverständigen Richtlinie. Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der DIN 6868-151.



**Art.Nr. 2130100031** Visierring mit Bleifenster 3 x 4 für Anterior Color vertikal

**Art.Nr. 2130100032** Visierring mit Bleifenster 3 x 4 für Bissflügel Color horizontal

**Art.Nr. 2130100033** Visierring mit Bleifenster 2 x 3 für Anterior Color vertikal

**Art.Nr. 2130100034** Visierring mit Bleifenster 2 x 3 für Bissflügel Color horizontal

**Art.Nr. 2130100035** Visierring mit Bleifenster 3 x 4 für Posterior Color horizontal

**Art.Nr. 2130100036** Visierring mit Bleifenster 3 x 4 für Endo Color horizontal

**Art.Nr. 2130100037** Visierring mit Bleifenster 2 x 3 für Posterior Color horizontal

**Art.Nr. 2130100038** Visierring mit Bleifenster 2 x 3 für Endo Color vertikal

# Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color



## Darauf kommt es an:

- Stabilisierung von Speicherfolie / Röntgenfilm und Schutz vor Deformation
- Exakte und reproduzierbare Positionierung von Speicherfolie oder Röntgenfilm
- Universell für alle gängigen Röntgengeräte geeignet (z.B. VistaIntra DC von Dürr Dental)
- Verzerrungsfreie Abbildungstreue, da Aufnahme- und Zentralstrahl exakt im rechten Winkel zur Zahnachse zentriert werden können
- Einfache Handhabung
- Signifikant verbesserter Strahlenschutz durch Visiering mit Bleifenster (optional)
- Farbcodierung ermöglicht einfache Zuordnung der einzelnen Bestandteile zu den jeweiligen Anwendungssets

► Die Einzelteile des Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set Color sind kompatibel mit der Vorgängerversion

► Führungsstangen, Bissplatten und Visiering sind thermodesinfizier- und sterilisierbar



DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM